

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anızal parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
→ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
→ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. □F
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: → www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen



Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyütmeye ve düzeltmeye için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и

 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements
(See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une
amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**


È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre
condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.
Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas
as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för
remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra
garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frakterad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress:
www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou
tržmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou
zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozeznatelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TRŽMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, tržmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**


Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):

- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
- Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
- Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian





SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCES MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemern, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: → www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemern oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: → www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veillez à affranchir suffisamment le pli). O U
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : → www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Inviare le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Inviare entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: → www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: → www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obterá 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. O U
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: → www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



FÉLICITATIONS !

Cher client !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de PeniMaster®. Grâce à PeniMaster®, vous avez choisi le seul principe vérifiable et efficace pour un rallongement durable du pénis et ce, sans aucune opération chirurgicale. Si vous utilisez PeniMaster® en vous conformant au mode d'emploi, votre pénis gagnera en longueur et en largeur, tant au repos qu'en érection. PeniMaster® est également adapté pour corriger les déformations indésirables du pénis et pour rallonger le prépuce des hommes circoncis par exemple.

En outre, l'amélioration de l'irrigation sanguine et la stimulation des muscles du pénis augmentent dans de nombreux cas le plaisir, la capacité d'érection et l'endurance sexuelle. Grâce aux succès obtenus par PeniMaster®, de nombreux utilisateurs ont pu se débarrasser des complexes dont ils souffraient depuis des années et qui les privaient d'une vie sexuelle libre et naturelle. La recherche d'un partenaire est souvent facilitée par le sentiment d'être physiquement «à la hauteur».

Vous pouvez utiliser vous-même PeniMaster® sans problème et sans l'intervention d'une tierce personne (par exemple du médecin). PeniMaster® permet d'obtenir de bons résultats, que l'utilisateur soit circoncis ou pas. PeniMaster® est un appareil professionnel, adapté pour tous les âges. Nous ne recommandons cependant l'utilisation de PeniMaster® qu'une fois la majorité atteinte pour s'assurer que le pénis ait atteint sa longueur naturelle avant traitement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de PeniMaster® est simple : l'effet de traction durable exercé pendant une longue durée stimule la croissance du tissu cellulaire pénien : de nouvelles cellules corporelles apparaissent et le pénis gagne en longueur et en largeur. La distribution irrégulière du tissu pénien, causant une courbure du pénis, est compensée par la formation d'un nouveau tissu, ce qui permet d'obtenir un pénis plus droit. PeniMaster® permet d'étirer le prépuce plus fortement que le reste du pénis. Une extension du prépuce est ainsi également possible en cas de besoin (voir mode d'emploi).

Remarque : Bien que le pénis ait l'air plus mince lors de l'extension, il recouvre sa circonférence initiale après le traitement ou devient plus gros !

La médecine fait également appel au principe de croissance par étirement, ce qui est par exemple le cas en orthopédie ou en chirurgie dermatologique où des appareils d'étirement spéciaux sont utilisés.

L'idée de rallonger le pénis en l'étirant n'est au demeurant pas nouvelle : la population du Karamoja (population du nord de l'Ouganda) ou les Sadhus (en Inde) obtiennent, en portant des poids au pénis, des longueurs impressionnantes (cf. Encyclopédie Britannica; Stern No 49/95).

UTILISATION DE PENIMASTER®

L'efficacité de PeniMaster® dépend d'une part de la force de traction exercée sur le pénis, et, d'autre part, de la durée d'utilisation. Seul un bon équilibre entre traction et durée du port de l'appareil assure un résultat optimal !

[!] *Le port de PeniMaster® doit toujours être ressenti comme agréable, et en aucun cas douloureux! Les douleurs sont le signe certain d'une mauvaise utilisation, par exemple un réglage de traction ou de maintien trop fort !*

PRÉPARATION POUR METTRE EN PLACE PENIMASTER®


- Tirez les surfaces d'appui des tiges de maintien.
- Tirez la courroie de maintien hors des fentes des surfaces d'appui.
IMPORTANT : Pour cela, abaissez les deux ailettes d'arrêt situées sur la face inférieure du support de maintien. Autrement, la courroie de maintien peut être endommagée. Procédez de la même manière lorsque vous enlevez l'appareil après utilisation ou lorsque la force de fixation sur le pénis doit être réglée plus faible en relâchant la courroie de maintien.
- Serrez les vis d'ajustage fin à la hauteur minimale (de sorte que le filet de vis disparaisse complètement).
- Ajustez l'appareil à la bonne longueur (cette longueur correspond approximativement à la longueur de maintien pénis en érection plus 1,5 cm). Pour ce faire, retirez, échangez ou vissez les rallonges métalliques fournies. Les tiges de rallonge ont une longueur de 2, 4, 6 ou 8 cm et peuvent être combinées les unes avec les autres. Il en résulte les possibilités de longueurs de montage suivantes : 10 cm (tiges 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6). [!] *Les six petites tiges de rallonge (tiges de chacune 1,5 cm vissées par deux lors de la livraison) permettent un réglage précis de +0,5, +1,0 ou +1,5 cm.*

MISE EN PLACE DE PENIMASTER®

- Allongez votre pénis durant environ une minute. Placez le pénis au repos dans l'embout.
- VARIANTE DE FIXATION 1** – Rallongement important du prépuce : de manière à faire croître fortement le prépuce (ce qui permet d'atteindre une longueur supérieure au pénis et de recréer ainsi le prépuce excisé lors de la circoncision), placez la bande de confort sur le prépuce restant ou enroulez-la autour du pénis, tout en laissant un certain espacement par rapport au gland. Ceci entraîne un étirement de la peau plus intense et une meilleure stimulation de la croissance.
VARIANTE DE FIXATION 2 – Allongement du prépuce proportionnellement au pénis : De manière à agrandir le prépuce proportionnellement au pénis, tirez-le vers l'arrière, avant d'enrouler la bande de confort juste derrière le gland. Ceci entraîne un étirement de la peau et une stimulation de la croissance plus faibles que pour la variante de fixation 1.
- Posez la courroie de maintien sur la bande de confort afin que la courbure ergonomique de la courroie de maintien soit orientée vers le gland (entre les deux « oreilles »). *Si cela vous convient, vous pouvez enrouler plusieurs fois la bande autour du pénis, ou alors la raccourcir en conséquence ou l'enlever.*
- Enfoncez de nouveau les deux extrémités de la courroie de maintien dans les ouvertures de la base de fixation. Pour éviter de coincer la peau dans les ouvertures, posez un doigt entre le pénis et la surface d'appui, puis tirez les deux extrémités de la courroie de maintien vers le bas et retirez votre doigt.
- Votre pénis est maintenant bien monté sur la base de fixation. [!] *Évitez une compression excessive du pénis !* Si lors de l'utilisation de PeniMaster®, un changement de couleur de votre pénis ou de votre gland devait apparaître, le courroie de maintien et réactivez la circulation sanguine en massant ces parties. Surveillez particulièrement pendant la phase d'adaptation des premiers jours l'apparition éventuelle de changements d'aspect ou de fonctionnement du pénis et le cas échéant, suspendez l'utilisation jusqu'à ce que les problèmes se soient dissipés.
- Appuyez la surface d'appui, avec pénis étendu, sur l'extrémité des tiges.
- Vous pouvez au choix porter en le plaçant l'appareil vers le haut ou vers le bas, sans que cela n'influe sur le résultat.
- Réglez la force de traction de PeniMaster® en dévissant le filet de vis (cf. également le point suivant « réglage de la force de traction »)

RÉGLAGE DE LA FORCE DE TRACTION

5 ENCOCHES DE REPÈRE GRAVÉES se trouvent à chaque extrémité des tiges métalliques. Elles indiquent, suivant le principe d'un peson à ressort, l'intensité de la force de traction exercée sur le pénis.



Exemple de lecture du peson à ressort:

Si, après sa mise en place, l'appareil se rabat au point que seuls 3 des 5 repères soient visibles, la force de traction est réglée entre 460 et 690 grammes. Si vous ne voyez plus que le dernier repère, elle est réglée entre 920 et 1150 grammes. Afin d'augmenter la traction du pénis, tournez les deux vis de réglage de façon régulière contre le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, la longueur totale de l'appareil est augmentée. Pour régler la force de traction plus faible, tournez les vis dans l'autre sens (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Remarque : La monture à vis ne peut être dévissée que lorsque le pénis est déjà légèrement étiré, après avoir sélectionné la bonne longueur de tiges (voir ci-dessus). Dans le cas contraire, la force de traction s'avèrera inexistante ou insuffisante ! Au début du traitement, choisissez une force de traction faible (entre 0 et 230 grammes) de manière à vous habituez au port de l'appareil. Cela peut durer jusqu'à deux semaines. Votre pénis est entraîné de manière optimale lorsque vous réglez la force de traction la plus élevée possible, force pour laquelle l'appareil peut être porté 60-90 minutes sans problème.

Remarque : Après un certain temps, si le pénis continue à s'allonger après la pose de l'appareil et si la force de traction s'en trouve affaiblie, veuillez ajuster la force de traction ! Augmentez la force de traction lentement sur plusieurs semaines, et ce jusqu'à ce que seul un repère sur le peson à ressort ne soit encore visible. En cas de douleurs, veuillez réduire la force de traction de PeniMaster®!

LA CROISSANCE DES CELLULES N'EST PAS FAVORISÉE PAR L'EMPLOI DE LA FORCE OU UNE AUGMENTATION EXAGÉRÉE DE LA FORCE DE TRACTION !

[!] Par souci de sécurité, vous ne devez pas régler les charges supérieures à 1150 g même si vous pensez que cela ne vous causerait pas de problèmes !

DURÉE DE PORT

Au cours des deux premières semaines, le temps d'utilisation doit s'élever à au moins 3 heures par jour. Une durée de port plus longue améliore les résultats ! Veuillez faire une pause de 15 min toutes les 60 à 90 minutes. Massez alors le pénis, pour stimuler la circulation sanguine. Ces courtes pauses favorisent le processus de croissance !

Après un temps d'adaptation suffisant, vous pouvez porter PeniMaster® tous les jours sous vos vêtements (pensez cependant aux pauses toutes les 60 à 90 minutes). Une croissance optimale est obtenue par un port de 6 heures par jour ou plus. Fondamentalement, il n'existe aucune limite de temps au port de PeniMaster®. Au contraire : Plus vous portez le PeniMaster®, plus les résultats sont convaincants. Vous devez porter l'appareil au minimum trois heures par jour, et ce sur une durée d'un mois afin d'obtenir un résultat visible. Les résultats des quatre premières semaines peuvent baser en partie sur une extension du tissu et il est possible qu'ils ne soient pas durables.

Le port de nuit n'est pas conseillé, dans la mesure où les pauses ne peuvent être effectuées durant le sommeil et ne peut être envisagé que si vous ne pouvez atteindre une durée de port suffisante. Avant de procéder à une utilisation durant le sommeil, l'utilisateur doit avoir acquis une expérience suffisante concernant les réglages adaptés à une utilisation de plusieurs heures en état de veille. Ne craignez pas de nuire aux bons résultats lorsque vous ne pouvez pas porter PeniMaster® exceptionnellement plusieurs jours ou plus longtemps, par exemple du fait d'un voyage : la croissance atteinte jusqu'à cette interruption demeure et se poursuivra à la reprise du traitement.

Et n'oubliez pas que la méthode dont il s'agit est de stimuler la croissance du pénis, un processus qui, par nature, prend du temps ! Soyez donc confiants et ne perdez pas patience si vous ne constatez pas de progrès au bout de quelques jours : votre persévérance sera récompensée par un « pénis sur mesure ».

CONSEILS D'HYGIÈNE

Pour plus de plaisir lors de l'utilisation de votre PeniMaster®, veuillez nettoyer votre pénis et PeniMaster® avant et après chaque utilisation à l'eau tiède et au savon. Séchez ensuite soigneusement pénis et appareil. Cette précaution garantit une bonne hygiène, prévient les infections et facilite en outre la fixation du pénis par la courroie de maintien. En effet, celle-ci glisse du pénis quand elle est posée sur un support contenant de la graisse, de la poudre ou encore des produits de soin gras.

L'appareil est antirouille et ne risque pas d'être dégradé par l'eau.

MESURES DE PRÉCAUTION POUR L'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation de PeniMaster® n'entraîne pas d'effets secondaires connus. De légères rougeurs au niveau de la courroie de maintien dues à une charge mécanique sont normales. Elles ne sont pas douloureuses et disparaissent rapidement après retrait de PeniMaster®.

Une fois PeniMaster® retiré, il peut être utile d'appliquer une crème hydratante sur le pénis pour détendre la peau.

Veuillez en outre tenir compte des mesures de précaution et recommandations suivantes :

PENIMASTER® NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :

- sous l'influence de l'alcool
- sous l'influence de drogues
- sous l'influence de tranquillisants
- sous l'influence de somnifères ou d'analgésiques
- en cas d'allergie connue au chrome et d'intolérance au polycarbonate (PC) et TPE
- en cas de problèmes identifiés du pénis ou de l'urètre
- en cas de déficience vasculaire ou des tissus conjonctifs
- en cas d'autres affections liées au pénis ou aux testicules
- en cas de prothèse pénienne

Si lors de l'utilisation de PeniMaster®, apparaissent des douleurs, des modifications de couleur ou autres irritations extérieures ou des modifications de fonctionnement du pénis, du gland ou des testicules, le traitement doit être immédiatement suspendu et ne doit être repris qu'une fois les problèmes dissipés. Si ces symptômes perdurent après la suspension du traitement, consultez par mesure de précaution un médecin (par ex. un urologue). Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser PeniMaster® du fait de restrictions physiques ou d'une maladie identifiée, veuillez consulter votre médecin (urologue) avant de l'utiliser seul.